



RELATÓRIO TÉCNICO

PRANCHA LONGA DE MADEIRA COM CINTOS



1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Prancha de madeira naval confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos), que inibam a transparência em Raio X. Medindo 1,85 x 46,5 Acompanha jogo de cintos somente c/ 3 peças.

2. INDICAÇÃO: É utilizada para remoção de vítimas politraumatizadas. A vítima é imobilizada sobre a superfície rígida da prancha e transportada com segurança evitando agravos ao quadro clínico.

3. APRESENTAÇÃO:

- Medidas: 1,85 x 46,5 cm
- Construída em MDF resistente de 18 mm, revestida com camadas de verniz Marítimo;
- Possui 14 pegas laterais, além de 6 Orifícios para a fixação de imobilizadores
- Peso 9 kgs
- Suporta aproximadamente 180 kgs
- Acompanha 03 cintos: pernas - quadril – tórax

4. INSTRUÇÕES PARA O USO: A Prancha de imobilização possui aberturas para utilização do cinto aranha e imobilizador de cabeça como acessórios. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do

paciente. 100%. Possui aberturas específicas para imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto.

- Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes;
- Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg;
- Rígida, leve e confortável;
- Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas;
- Design em ângulo para melhor acomodação do paciente;
- Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética;

Possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima;

5. CUIDADOS: As condições e características do produto estarão asseguradas dentro do seu prazo de validade, desde que a sua embalagem original não esteja danificada, ou apresente sinais de violação. Nestes casos, não utilizar o produto, comunicando-se imediatamente com o fabricante. Mantenha fora do alcance das crianças.

6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Manter o produto em local fresco e seco, evitando poeiras, temperaturas e umidades elevadas, inclusive durante o seu transporte.

7. PRAZO DE VALIDADE: 36 meses após a data de fabricação, ou até que o produto esteja em bom estado de uso.

FABRICAÇÃO: CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA ME.

CNPJ: 47.507.520/0001-59– Ind. Brasileira. Av. João Pignata, 141 – São Sebastião, CEP: 14169-220 – Sertãozinho – SP - Tel (16) 3524.2441-2442. Resp. Téc: Enf Dra Vanir Versiani Magalhães Frizon CRT N° 217655

confortell@confortell.ind.br